



Gebrauchsanleitung

Elektronische Design-Personenwaage – A5

Bedienhinweise

Wählen Sie vor dem Wiegevorgang die gewünschte Gewichtseinheit aus. Der Regler dafür befindet sich auf der Rückseite der Waage. Entfernen Sie ggf. auch die Batterieisolierung (im Batteriefach) oder legen Sie die Batterie ein.

Wiegen

1. Betreten Sie im ausgeschalteten Zustand vorsichtig die Wiegefläche und bleiben ruhig und mittig auf dieser stehen.
2. Nach wenigen Sekunden erscheint das ermittelte Gewicht im Display, sobald das Gewicht korrekt ermittelt wurde beginnt der Wert zu blinken. Sie können die Waage nun verlassen, das Gewicht wird einige Sekunden danach angezeigt.

Gebrauchs- und Pflegehinweise

1. Platzieren Sie die Waage stets auf einem stabilen und waagerechten Untergrund um eine korrekte Messung zu gewährleisten. Auf nachgebendem Untergrund (Teppich etc.) werden die vier Kraftaufnehmer in den Füßen ungleichmäßig belastet und die Messwerte zwangsläufig verfälscht.
2. Betreten Sie die Waage nicht mit nassen Füßen – Rutschgefahr!
3. Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Putzmittel
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird. Lagern Sie die Waage an einem warmen und trockenen Ort.
5. Versuchen Sie die Waage nicht zu demontieren bzw. zu reparieren (Gewährleistungsverlust!)
6. Die Waage beinhaltet sensible elektronische Komponenten. Halten Sie die Waage fern von starker Hitze und Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
7. Behandeln Sie die Waage stets vorsichtig. (Niemals werfen oder darauf springen)
8. Die Waage wurde ausschließlich für den Heimgebrauch und zur Messung von Personen hergestellt.

Warn & Fehlermeldungen

„O-Ld“ – Überladung. Sobald das Maximalgewicht von 180kg überschritten wird, erscheint im Display „O-LD“. Verhindern Sie Überladungen, da diese die Wägezellen beschädigen können.

„LO“ – Batteriestand. Im Display erscheint die Meldung „LO“ sobald ein niedriger Batteriestand erreicht ist. Wechseln Sie bitte möglichst zeitnah die Batterien aus.

„ERR“ – Wiegevorgang nicht erfolgreich. Im Display erscheint die Meldung „ERR“ wenn das Gewicht nicht korrekt ermittelt werden konnte. Versuchen Sie den Vorgang erneut und achten darauf, den Vorgang nicht zu unterbrechen und ruhig stehen zu bleiben.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Die Waage ist ausschließlich für den Heimgebrauch konstruiert. Die Waage ist ein empfindliches elektrisches Gerät und kann durch einige elektronische Geräte in direkter Umgebung beeinflusst werden. (Mobiltelefon, Funkgeräte, CB-Funk, Mikrowellen, etc.) Sollte z.B. das Display Störungssymptome aufweisen oder unbeständige Werte ermittelt werden, wiederholen Sie den Messvorgang an einem anderen Ort und schalten Sie ggf. andere elektronische Geräte ab.

Spezifikationen

Kraftaufnehmer:	Dehnungsmessstreifen-Technik
Maximallast:	180kg
Empf. Minimallast:	2kg
Ablesbarkeit:	50g
Gewichtseinheiten:	kg, lb

Kontakt & Support

G&G GmbH

Novesiastr. 31

41564 Kaarst

Deutschland

Tel.+49-(0)2131-1335605

Fax.+49-(0)2131-1335607

Email: info@gandg.de